

Avertissement de sécurité Typologie : Epilation définitive Voici un avertissement de sécurité multilingue pour les appareils d'épilation définitive à domicile, conforme au RSGP et rédigé dans les 7 langues demandées.

**\*\*AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT : Appareils d'Épilation Définitive à Domicile\*\***

**\*\*Français\*\***

**\*\*Avertissement :\*\*** L'utilisation incorrecte de cet appareil peut entraîner des brûlures, des cicatrices, des changements de pigmentation ou des lésions oculaires. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant la première utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

**\* \*\*Avant l'utilisation :\*\*** Effectuez un test cutané sur une petite zone 48 heures avant la première utilisation pour vérifier l'absence de réaction indésirable. Ne pas utiliser sur une peau bronzée, brûlée par le soleil, irritée ou présentant des affections cutanées (eczéma, psoriasis, etc.). **\* \*\*Pendant l'utilisation :\*\*** Portez les lunettes de protection fournies pour protéger vos yeux. Ne pas utiliser sur les tatouages, les grains de beauté, les verrues, les zones génitales ou près des yeux. Évitez de repasser plusieurs fois sur la même zone lors d'une même séance. **\* \*\*Après l'utilisation :\*\*** Hydratez la peau traitée avec une crème apaisante. Évitez l'exposition au soleil pendant au moins 48 heures après le traitement et appliquez une protection solaire SPF 30 ou supérieure. **\* \*\*Général :\*\*** Gardez cet appareil hors de portée des enfants. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. En cas de rougeurs, d'irritations ou de douleurs persistantes, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Ce document est généré automatiquement en réponse à la réglementation européenne sur la sécurité des produits et conformément au RGPD.

**\*\*English\*\***

**\*\*Warning:\*\*** Incorrect use of this device may cause burns, scars, pigmentation changes, or eye damage. Please read this user manual carefully before first use and keep it for future reference.

**\* \*\*Before Use:\*\*** Perform a skin test on a small area 48 hours before first use to check for adverse reactions. Do not use on tanned, sunburned, irritated, or skin with skin conditions (eczema, psoriasis, etc.). **\* \*\*During Use:\*\*** Wear the protective eyewear provided to protect your eyes. Do not use on tattoos, moles, warts, genital areas, or near the eyes. Avoid going over the same area multiple times in one session. **\* \*\*After Use:\*\*** Moisturize the treated skin with a soothing cream. Avoid sun exposure for at least 48 hours after treatment and apply sunscreen SPF 30 or higher. **\* \*\*General:\*\*** Keep this device out of reach of children. Do not use if pregnant or breastfeeding. If redness, irritation, or persistent pain occurs, discontinue use immediately and consult a doctor.

This document is automatically generated in response to European product safety regulations and in accordance with the GDPR.

**\*\*Español\*\***

**\*\*Advertencia:\*\*** El uso incorrecto de este dispositivo puede causar quemaduras, cicatrices, cambios de pigmentación o daños en los ojos. Lea atentamente este manual de usuario antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas.

**\* \*\*Antes de usar:\*\*** Realice una prueba cutánea en una pequeña área 48 horas antes del primer uso para verificar si hay reacciones adversas. No usar sobre piel bronceada, quemada por el sol, irritada o con afecciones cutáneas (eczema, psoriasis, etc.). **\* \*\*Durante el uso:\*\*** Use las gafas protectoras proporcionadas para proteger sus ojos. No usar sobre tatuajes, lunares, verrugas, áreas genitales o cerca de los ojos. Evite repasar la misma área varias veces en una sesión. **\* \*\*Después del uso:\*\*** Hidrate la piel tratada con una crema calmante. Evite la exposición al sol durante al menos 48 horas después del tratamiento y aplique protector solar SPF 30 o superior. **\* \*\*General:\*\*** Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños. No usar en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Si se produce enrojecimiento, irritación o dolor persistente, interrumpa el uso inmediatamente y consulte a un médico.

Este documento se genera automáticamente en respuesta a las regulaciones europeas de seguridad de productos y de acuerdo con el RGPD.

## **\*\*Português\*\***

**\*\*Aviso:\*\*** O uso incorreto deste dispositivo pode causar queimaduras, cicatrizes, alterações de pigmentação ou danos nos olhos. Leia atentamente este manual do usuário antes da primeira utilização e guarde-o para referência futura.

**\* \*\*Antes de usar:\*\*** Realize um teste cutâneo em uma pequena área 48 horas antes da primeira utilização para verificar se há reações adversas. Não use em pele bronzeada, queimada pelo sol, irritada ou com doenças de pele (eczema, psoríase, etc.). **\* \*\*Durante o uso:\*\*** Use os óculos de proteção fornecidos para proteger seus olhos. Não use em tatuagens, sinais, verrugas, áreas genitais ou perto dos olhos. Evite passar sobre a mesma área várias vezes em uma sessão. **\* \*\*Após o uso:\*\*** Hidrate a pele tratada com um creme calmante. Evite a exposição ao sol por pelo menos 48 horas após o tratamento e aplique protetor solar FPS 30 ou superior. **\* \*\*Geral:\*\*** Mantenha este dispositivo fora do alcance de crianças. Não use em mulheres grávidas ou amamentando. Se ocorrer vermelhidão, irritação ou dor persistente, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico.

Este documento é gerado automaticamente em resposta aos regulamentos europeus de segurança de produtos e de acordo com o RGPD.

## **\*\*Deutsch\*\***

**\*\*Warnung:\*\*** Die unsachgemäße Verwendung dieses Geräts kann zu Verbrennungen, Narben, Pigmentveränderungen oder Augenschäden führen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

**\* \*\*Vor der Verwendung:\*\*** Führen Sie 48 Stunden vor der ersten Anwendung einen Hauttest an einer kleinen Stelle durch, um auf unerwünschte Reaktionen zu prüfen. Nicht auf gebräunter, sonnenverbrannter, gereizter oder Haut mit Hauterkrankungen (Ekzem, Psoriasis usw.) anwenden. **\* \*\*Während der Verwendung:\*\*** Tragen Sie die mitgelieferte Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen. Nicht auf Tätowierungen, Muttermalen, Warzen, Genitalbereichen oder in der Nähe der Augen anwenden. Vermeiden Sie es, in einer Sitzung mehrmals über dieselbe Stelle zu fahren. **\* \*\*Nach der Verwendung:\*\*** Befeuchten Sie die behandelte Haut mit einer beruhigenden Creme. Vermeiden Sie Sonnenlicht für mindestens 48 Stunden nach der Behandlung und tragen Sie Sonnenschutzmittel mit LSF 30 oder höher auf. **\* \*\*Allgemein:\*\*** Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nicht bei schwangeren oder stillenden Frauen anwenden. Bei Rötungen, Reizungen oder anhaltenden Schmerzen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Dieses Dokument wird automatisch als Antwort auf die europäischen Produktsicherheitsbestimmungen und in Übereinstimmung mit der DSGVO generiert.

## **\*\*Italiano\*\***

**\*\*Avvertenza:\*\*** L'uso improprio di questo dispositivo può causare ustioni, cicatrici, cambiamenti di pigmentazione o danni agli occhi. Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

**\* \*\*Prima dell'uso:\*\*** Eseguire un test cutaneo su una piccola area 48 ore prima del primo utilizzo per verificare la presenza di reazioni avverse. Non utilizzare su pelle abbronzata, scottata dal sole, irritata o con condizioni della pelle (eczema, psoriasi, ecc.). **\* \*\*Durante l'uso:\*\*** Indossare gli occhiali protettivi forniti per proteggere gli occhi. Non utilizzare su tatuaggi, nei, verruche, aree genitali o vicino agli occhi. Evitare di ripassare più volte sulla stessa area in una sessione. **\* \*\*Dopo l'uso:\*\*** Idratare la pelle trattata con una crema lenitiva. Evitare l'esposizione al sole per almeno 48 ore dopo il trattamento e applicare una protezione solare SPF 30 o superiore. **\* \*\*Generale:\*\*** Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in donne in gravidanza o allattamento. In caso di arrossamento, irritazione o dolore persistente, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Questo documento è generato automaticamente in risposta alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti e in conformità con il GDPR.

## **\*\*Nederlands\*\***

**\*\*Waarschuwing:\*\*** Onjuist gebruik van dit apparaat kan brandwonden, littekens, pigmentatieveranderingen of oogbeschadiging veroorzaken. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voor het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

**\* \*\*Voor gebruik:\*\*** Voer 48 uur voor het eerste gebruik een huidtest uit op een klein gebied om te controleren op bijwerkingen. Niet gebruiken op gebruikte, door de zon verbrande, geïrriteerde huid of een huid met huidaandoeningen (eczeem, psoriasis, enz.). **\* \*\*Tijdens gebruik:\*\*** Draag de meegeleverde veiligheidsbril om uw ogen te beschermen. Niet gebruiken op tatoeages, moedervlekken, wratten, genitale zones of in de buurt van de ogen. Vermijd het meerdere keren over hetzelfde gebied te gaan tijdens één sessie. **\* \*\*Na gebruik:\*\*** Hydrateer de behandelde huid met een verzachtende crème. Vermijd blootstelling aan de zon gedurende ten minste 48 uur na de behandeling en breng zonnebrandcrème met SPF 30 of hoger aan. **\* \*\*Algemeen:\*\*** Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen. Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als er roodheid, irritatie of aanhoudende pijn optreedt.

Dit document is automatisch gegenereerd als antwoord op de Europese productveiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de AVG.